

Anigen Rapid

C.Brucella Ab

Información General

Objetivo: Detección del anticuerpo de la Brucella canina

Principio: Ensayo de inmunocromatografía

Muestra: Sangre entera, plasma o suero

Materiales:


- Dispositivos para prueba rápida Anigen C.Brucella Ab
- Tubos con anticoagulante
- Tubos de ensayo con diluyente
- Tubos capilares desechables

Características especiales:

- Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
- Alta sensibilidad y especificidad
- Sensibilidad: 93 % vs. cultivo sanguíneo
- Especificidad: 100 % vs. cultivo sanguíneo



Procedimiento



Información para ordenar el producto

Cat. No.	Descripción	Tipo	Presentación
RB2103DD	C.Brucella Ab	Dispositivo	10 Pruebas/Kit

BIONOTE, INC.

