

Anigen Rapid

CDV/CAV Ag

Información General

Objetivo: Detección del antígeno del virus de Distemper y Adenovirus canino

Principio: Ensayo de inmunocromatografía

Muestra: CDV Ag - Conjuntiva, CAV Ag - Fluído nasal

Materiales:


- Dispositivos para prueba rápida Anigen CDV/CAV Ag
- Tubos de ensayo para muestra con diluyente
- Hisopos para muestras
- Goteros desechables

Características especiales:

- Detección simultánea de CDV y CAV con tan solo una muestra
- Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
- Alta sensibilidad y especificidad



Procedimiento



Información para ordenar el producto

| Cat. No. | Descripción | Tipo | Presentación |
|----------|-------------|------------------|----------------|
| RC1108DD | CDV/CAV Ag | Dispositivo dual | 10 Pruebas/Kit |