

Anigen Rapid

CHW Ag 2.0

Información General

Objetivo: Detección del antígeno del Gusano del Corazón (*Dirofilaria immitis*)

Principio: Ensayo de inmunocromatografía

Muestra: Sangre entera, plasma o suero

Materiales:

- Dispositivos para prueba rápida Anigen CHW Ag 2.0
- Tubos con anticoagulante
- Hisopos para recolección de la muestra
- Goteros desechables

Características especiales:

- Sistema de anticuerpos único para la prueba del Gusano del Corazón Ag
- Diagnóstico de infecciones desde 2 parásitos en cualquier fase de desarrollo, incluyendo machos y hembras adultas, inmaduras y aún no propagadas
- Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
- Alta sensibilidad y especificidad
- Sensibilidad: 94.4 % vs. Necropsia
- Especificidad: 100 % vs. Necropsia



La fase más temprana del antígeno del parásito del corazón y microfilarias que puede ser detectada es de aproximadamente 5 y 6 meses después de la infección, la prueba del antígeno es el método de diagnóstico más sensible. Las pruebas de Microfilarias son un complemento y puede realizarse en tándem con las pruebas del antígeno para determinar si esta etapa del ciclo de vida también está presente en los perros.

Procedimiento



Información para ordenar el producto

Cat. No.	Descripción	Tipo	Presentación
RG1102DD	CHW Ag	Dispositivo	10 Pruebas/Kit

BIONOTE, INC.

