

Anigen Rapid CIV Ag

Información General

Objetivo: Detección del antígeno del virus de la Influenza canina

Principio: Ensayo de inmunocromatografía

Muestra: Fluido Nasal

Materiales:


- Dispositivos para prueba rápida Anigen CIV Ag
- Tubos de ensayo para muestra con diluyente buffer
- Hisopos para recolección de la muestra
- Goteros desechables

Características especiales:

- Detección del antígeno de la influenza canina H3
- Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
- Alta sensibilidad y especificidad
- Sensibilidad: 90% vs. PCR Tiempo Real
- Especificidad: 100% vs. PCR Tiempo Real



Procedimiento



Información para ordenar el producto

Cat. No.	Descripción	Tipo	Presentación
RG1107DD	CIV Ag	Dispositivo	10 Pruebas/Kit