

Anigen Rapid

Leishmania Ab

Información General

Objetivo: Detección de anticuerpos de la *Leishmania infantum*

Principio: Ensayo de inmunocromatografía

Muestra: Sangre entera, plasma y suero

Materiales:


- Dispositivos para prueba rápida Anigen Leishmania Ab
- Tubos con anticoagulante
- Tubos de ensayo con diluyente
- Tubos capilares desechables

Características especiales:

- Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
- Alta sensibilidad y especificidad
- Sensibilidad: 95.6 % vs. IFA
- Especificidad: 98 % vs. IFA
- Recubierto con rk9, rk26 y rk39 antígenos quiméricos



Procedimiento



Información para ordenar el producto

Cat. No.	Descripción	Tipo	Presentación
RB2104DD	Leishmania Ab	Dispositivo	10 Pruebas/Kit