

# Anigen Rapid Rabies Ag

## Información General

**Objetivo:** Detección del antígeno del virus de la Rabia

**Principio:** Ensayo de inmunocromatografía

**Muestra:** 10% homogeneizados de cerebro

**Materiales:**


- Dispositivos para prueba rápida Anigen Rabia Ag
- Tubos de ensayo con diluyente para muestras
- Hisopos para recolección de muestras
- Goteros desechables

**Características especiales:**

- Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
- Alta sensibilidad y especificidad
- Sensibilidad: 94.4 % vs. RT-PCR, 100 % vs.FAT
- Especificidad: 100 % vs. RT-PCR, 100 % vs.FAT



## Procedimiento



## Información para ordenar el producto

Cat. No.	Descripción	Tipo	Presentación
RG1801DD	Rabies Ag	Dispositivo	10 Pruebas/Kit

